

Best. Nr.	Kappe/Ring Artikel-Nr.	Anwendung	Bezeichnung	Hinweise
ELI: 619536	 454 067	Proteine	Vacurette ® 3,5 ml CAT Serum Gel Clot Activator	Serum-Röhrchen (rot)
ELI: 605176	 454 327	Gerinnung Erwachsene	Vacurette ® 3.5 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2%	Citrat-Röhrchen (blau)
ELI: 606207	 454 321	Gerinnung Kinder	Vacurette ® 2 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2%	Citrat-Röhrchen (blau)
im OKH-Labor abrufbar	 04 1959 001	Multiplate ®	S-Monovette ®, Fa. Sarstedt 1.6 ml Hirudin + Adapter	Hirudin-Monovette (grün) + Adapter (farblos)
ELI: 632888	 365 052	Chemie	BD Vacutainer ® Barricor 4.5 ml Lithium Heparin mit mechanischem Separator	Heparin-Röhrchen (grün)
ELI: 14650	 454 217	Blutbild	Vacurette ® 3 ml K3E EDTA K3	EDTA-Röhrchen (violett)
ELI: 600553	 455 045	Blutbild	Vacurette ® 9 ml K3E EDTA K3	EDTA-Röhrchen (violett)
ELI: 610377	 456 093	Blutgruppe	Vacurette ® 6 ml K3E Crossmatch EDTA K3	EDTA-Röhrchen (rosa)
ELI: 600554	 454 085	Glukose	Vacurette ® 2 ml FE Sodium Fluoride / K3EDTA	Glukose-Röhrchen (grau)
ELI: 612087	 455 001	Sonstiges	Vacurette ® 9 ml ohne Zusätze	Röhrchen ohne Zusätze (weiß)
im OKH-Labor abrufbar	 163 160	Liquor	CELLSTAR ® 12 ml Cell Culture Tubes, steril	Liquor-Röhrchen (rot)

ELI: 619525	 455 028	Harn	Vacurette® 9 ml Harnröhrchen mit Spitzboden	Harn-Röhrchen (gelb)
-------------	--	-------------	--	-----------------------------